



AMBIT® TELEFLEX PCA PUMPE

Patientengesteuerte Schmerztherapie – einfach und effektiv



AUF EINEN BLICK

- leichtes und mobiles Gerät für den Patienten
- intelligente und einfache Schmerzkontrolle
- einfache Programmierung
- neue farbliche Kassetten verhindern Verwechslungsgefahr
- Sperrmodus zur Patientensicherheit
- explizite Einstellung des Infusionsbeutels (ml) und der Sperrzeit (hh:mm)
- visuelle und akustische Alarme
- Kostenersparnis

WIE KÖNNEN SIE SICHERSTELLEN, DASS DIE SCHMERZTHERAPIE IHRER PATIENTEN EINFACH UND KOMFORTABEL IST?

Die ambIT PCA Pumpe – das ambulante Schmerzkontrollsystem. Die Infusionspumpe bietet höchst flexible, genaue und sichere, therapie-spezifische Konfigurationen zu günstigsten Betriebskosten und Zubehörpreisen für das postoperative Schmerzmanagement.

- Einstellung „nur Bolus“ oder „nur Basalrate“ möglich
- einfache Programmierung und Handhabung
- individuelle Schmerztherapie durch Bolus-Fähigkeit – weniger Durchbruchschmerzen
- der Sperrmodus verhindert eine Manipulation der eingestellten Dosierung

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DIESES SYSTEMS

- weniger Komplikationen im Zusammenhang mit systemischen Arzneimitteln
- weniger Schmerzen und geringere Nebenwirkungen durch genauere Dosierung
- schnellere Erholung (ambulante Behandlung und weniger Schmerzen fördern die Heilung)



ambIT® ist eine Handelsmarke von Summit Medical Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

AMBIT® TELEFLEX PCA – EIN NEUER STANDARD IM SCHMERZMANAGEMENT

TECHNISCHE DETAILS	
Latexfrei und DEHP-frei	
Pumpenmechanismus	mikroprozessorgesteuerte Drehperistaltik
Maximaler Infusions-/Okklusionsdruck	25 ±12 psi (172,4 ± 82,7 kPa)
Hubvolumen	50 µl
Volumetrische Genauigkeit	± 6 %
Minimale Basal-Flussrate	0,1 ml/h
Maximale Basal-Flussrate	20 ml/h
Stromversorgung	intern, zwei identische 1,5-V-AA-Alkalibatterien
Batteriedauer	14 Tage bei 1ml/h, 2 Tage bei 10 ml/h
Verlaufsberichte	<ul style="list-style-type: none"> • infundiertes Volumen • Anzahl Bolusanforderungen • Anzahl Bolusabgaben • verstrichene Zeit
Gewicht	133,2 Gramm ohne Batterien, 181,4 Gramm mit Batterien
Abmessungen	55 mm x 36 mm x 175 mm

BASAL

MAXIMALE BASAL-FLUSSRATE	MINIMALE BASAL-FLUSSRATE	BASAL-FLUSSRATEN
20 ml/Std.	0,1 ml/Std.	0,1 bis 20 ml/Std. in 0,1 ml/Std.-Abständen

BOLUS

BOLUS-VOLUMEN	BOLUS-SPERRZEIT
0,1 bis 20 ml in 0,1 ml-Abständen	von 00:05 bis max. 12:00

BESTELLINFORMATION

AMBIT PCA PUMPE

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
SP-220474	ambIT® Teleflex PCA Pumpe	1
SP-220140	Kassette mit Spike	20
SP-220266	Kassette mit Luer-Lock	20
SP-220140-Y	Kassette mit Spike und gelber Kennzeichnung	20

ZUBEHÖR

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
SP-220265	Bolus-Fernauslöser (optional)	1
SP-220409	Tragetasche mit Gürtel	1
SP-220121	Medibag™ 250 ml/cc für Luer-Lock Anschluss	60
SP-220278	Medibag™ 420 ml/cc für Luer-Lock Anschluss	60
SP-220246	Lock Box für ambIT® PCA zum Verschluss von Infusionsbeutel, Kassette und Pumpe	1
SP-220275	Halterung für Infusionsständer für Lock Box	1
SP-220403	Start/Pause Schalter-Schutz	1
SP-220410	Einpatiententasche (Klarsichttasche)	10
SP-220444	Transportdeckel	1
SP-220445	ambIT® PCA Tragetasche II	1

Folgende ARROW-Produkte können zusammen mit der ambIT® Pumpe bei der individuellen Schmerztherapie eingesetzt werden:

- StimuCath® Katheter zur kontinuierlichen peripheren Nervenblockade*
- FlexTip PLUS® Epiduralkatheter

* Bitte Gebrauchsanweisung für StimuCath® Katheter beachten

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 06 65 · 00 00 00 · REV A · 07 12 xx · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.



- ① Filter
- ② Kassette
- ③ Start/Pause-Taste
- ④ Bolus-Taste
- ⑤ On/Off

Teleflex