



RÜSCH HANS RUDOLPH V2
Wiederaufbereitbare Beatmungsmasken




HANS RUDOLPH V2


Oro-Nasal-Maske




NIV NICHT INVASIVE BEATMUNG

- transparente Maske aus 100% Silikon
- anatomisch geformte Silikonlamellen ermöglichen eine elastische Auflage
- dünne Silikonmembran im Nasenbereich minimiert Leckagen
- geformtes Kinnstück für sicheren Sitz
- kleinstmöglicher Totraum
- latexfrei
- aus einem Stück gefertigt
- Konnektor erlaubt Rotation um 360°
- wiederaufbereitbar

NIV					<i>RÜSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154317	V2-Maske (NIV)	Oro-Nasal-Maske mit grünem Winkelkonnektor 22 mm I.D. und Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154373	Grüner Winkelkonnektor	22 mm I.D. (NIV)		1
	154374	Grüner Konnektor	gerade, 22 mm I.D. (NIV)		1

CPAP/BILEVEL					<i>RÜSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154322	V2-Maske (CPAP)	Oro-Nasal-Maske mit blauem Winkelkonnektor 22 mm O.D., mit AAV und Ausatemöffnung, Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154377	Blauer Winkelkonnektor	22 mm O.D. (CPAP) mit AAV und Ausatemöffnung		1

BILEVEL					<i>RÜSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154320	V2-Maske (BiLevel)	Oro-Nasal-Maske mit gelbem Winkelkonnektor 22 mm I.D., mit AAV, Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154379	Gelber Winkelkonnektor	22 mm I.D. (BiLevel) mit AAV, ohne Ausatemöffnung		1

BEI DER BESTELLUNG BITTE IMMER ANGEBEN: ART. NR. UND BESTELLGRÖSSE

WIEDERAUFBEREITBARE BEATMUNGSMASKEN – SICHERER HALT UND HOHER PATIENTENKOMFORT



CPAP/BILEVEL

- blauer Winkelkonnektor mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV); das Sicherheitsventil öffnet ab einem Druck unter 3 cm H₂O
- mit Ausatemöffnung im Konnektor



BILEVEL

- gelber Winkelkonnektor mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV); das Sicherheitsventil öffnet ab einem Druck unter 3 cm H₂O
- ohne Ausatemöffnung im Konnektor

ZUBEHÖR

RÜSCH

REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
154368	V2-Maske	Maske allein, ohne Konnektor	P / ES / S / M / L	1
154325	Kopfband, waschbar	passend für Maskengröße L	Large (L)	1
		passend für Maskengröße M und S	Medium (M)	1
		passend für Maskengröße P und ES, alternativ auch für größere Masken	Small (S)	1
154383	Ein-Patienten-Kopfband	passend für Maskengröße L	Large (L)	1 Pack à 3 Stück
		passend für Maskengröße M und S	Medium (M)	1 Pack à 3 Stück
		passend für Maskengröße P und ES, alternativ auch für größere Masken	Small (S)	1 Pack à 3 Stück
154369	Ersatzclips	für Kopfband		4
154338	Silikonverschlusskappen	für Konnektor		2
154378	Maßtabelle	zum Bestimmen der Maskengröße		1

Hersteller: Hans Rudolph, inc. 8325
 Cole Parkway, Shawnee, Kansas, 66227
 USA (ISO 9001 | ISO 16485 | EN 46001)
 Vertrieb durch:
 DEUTSCHLAND • Teleflex Medical GmbH
 71385 Kernen • Telefon +49 (0)7151 406 0
 Fax +49 (0)7151 406 150
 info.de@teleflexmedical.com
 ÖSTERREICH • Rüsich Austria Gesellschaft m.b.H.
 A-1090 Wien • Telefon +43 (0)1 402 47 72
 Fax +43 (0)1 402 47 72 77
 rueschaustria@teleflexmedical.com
 SCHWEIZ • Teleflex Medical AG
 3123 Belp • Telefon +41 (0)31 818 40 90
 Fax +41 (0)31 818 40 93
 switzerland@teleflexmedical.com



METRO SEAL

- Ausleitung von Sonden und Kabeln (4-18 Ch.)
- zusätzliche Abdichtung und Anpassung bei schwierigen anatomischen Verhältnissen
- aus bioverträglichem transparentem Hydrogel

REF.	BEZEICHNUNG	VE
154370	Metro Seal	1

Teleflex Incorporated (NYSE: TFX) ist ein breit gefächertes globales Unternehmen mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Nischenprodukte bedienen die Raumfahrt und kommerzielle Märkte.

Teleflex Medical arbeitet engagiert mit Gesundheitsdienstleistern in der Anaesthesie, Intensivmedizin, Urologie und Chirurgie zusammen, um Lösungen anzubieten, die die Infektionsrate verringern und die Sicherheit von Patient und Pflegepersonal verbessern. Das Unternehmen produziert auch chirurgische Instrumente und Produkte, Kardioproducte und andere Spezialprodukte für Gerätehersteller.

Zu den Marken der Teleflex Medical Familie gehören **ARROW**[®], **BEERE**[®], **DEKNATEL**[®], **GIBECK**[®], **HUDSON RCI**[®], **KMEDIC**[®], **PILLING**[®], **PLEUR-EVAC**[®], **RÜSCH**[®], **SHERIDAN**[®], **SMD**[™], **SSI**[™], **TAUT**[®], **TFX OEM**[®] und **WECK**[®].

Internationale Niederlassungen der Teleflex Medical: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay und USA.

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA (EMEA):

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath
Tel.: +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax: +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com

BELGIEN +32 (0)2 333 24 60

DEUTSCHLAND +49 (0)7151 406 0

FRANKREICH +33 (0)5 62 18 79 40

GRIECHENLAND +30 210 67 77 717

GROSSBRITANNIEN +44 (0)1494 53 27 61

ITALIEN +39 0362 58 911

NIEDERLANDE +31 (0)297 540 703

ÖSTERREICH +43 (0)1 402 47 72

PORTUGAL +351 22 541 90 85

SCHWEIZ +41 (0)31 818 40 90

SLOWAKISCHE REPUBLIK +421 (0)3377 254 28

SPANIEN +34 918 300 451

SÜDAFRIKA +27 (0)11 807 4887

TSCHECHISCHE REPUBLIK +420 (0)495 759 111

UNGARN +36 (0)1 475 13 60

Weitere Informationen finden Sie unter www.teleflexmedical.com/contact

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind nur in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (12/2009). Technische Änderungen vorbehalten.

94 02 94 - 00 00 10 · REV A · AH / WM · 01 10 05