

HYDRAULISCHE HARNRÖHRENDILATATOREN



HYDRAULISCHE HARNRÖHRENDILATATOREN

zur Behandlung von Harnröhrenstrikturen
und zur postoperativen Harnröhrendilatation
nach interner Urethrotomie.

Die sterilen Sets enthalten:

- 2-läufigen Dilatator

- aufgesetzten 2-Wege-Hahn



- Verlängerungsschlauch

- Einwegspritze

Bei den Instrumenten mit
zentral offener Spitze können
Führungsdrähte bis max. I.D.
0,035" (= 0,89 mm) verwen-
det werden.





AUF EINEN BLICK

2-läufiger Dilatator aus
Polyurethan

- weiß, röntgenschat-
tengebend
- mit armiertem
Spezialballon aus
Silkolatex, Ballonfüll-
druck 5 bar
- Hohlachse und Rück-
schlagventil mit Luer-
Lock-Ansatz
- 2-Wege-Hahn
- Verlängerungsschlauch
aus PVC, transparent,
Luer-Lock-Ansätze
(männl. und weibl.),
ca. 50 cm lang
- Einwegspritze
- steriles Einmalprodukt

VORSICHT:

Die Produkte enthal-
ten Naturlatex, der
allergische Reaktionen
auslösen kann!

Art- Nr.	Größe Ch./Fr.	Ballonlänge/ -kapazität (cm/ml)	Gesamtlänge (cm)	VE
konische Spitze, zentral offen für koaxiale Applikation				
34 21 00	14 : 28	15 / 8	40	1
34 21 01	12 : 22	15 / 5	40	1
34 21 02	14 : 28	20 / 13	50	1
Tiemannspitze, 1 Auge				
34 22 00	14 : 28	15 / 8	40	1
34 22 01	12 : 22	15 / 5	40	1
34 22 02	14 : 28	20 / 13	50	1