



KOAXIALE SCHLAUCHSYSTEME für Narkose und Beatmung



AUF EINEN BLICK

- Inspirations- und Expirationsschlauch in einem (Schlauch-in-Schlauch System)
- Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen
- 2 Koaxialversionen mit integrierter Wasserfalle
- geringeres Gewicht der Schläuche
- geringeres Lagervolumen
- latexfrei
- DEHP-frei
- clean
- zum Einmalgebrauch

FÜR JEDE ANWENDUNG GUT GERÜSTET





Das Teleflex Koaxialschlauch-System für die Beatmung auf der Intensivstation und die Narkosebeatmung in der Anästhesie vereinigt zwei Schlauchsysteme (Inspirations- und Expirationsschlauch) in einem. Ein wesentlicher Effekt, der aus der Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen resultiert, besteht in der Anwärmung der zugeführten Atemgase. Auch wird aufgrund des geringeren Eigengewichts der Schläuche die Beatmung für den Patienten komfortabler.


Unser Produktprogramm bietet Ihnen vier verschiedene Konfigurationen. Hiervon sind zwei in einer Ausführung mit integrierter Wasserfalle erhältlich, was deren Anwendungsbereich erweitert. Die Narkosesets enthalten zusätzlich einen 2L-Atembeutel sowie einen ausziehbaren Zusatzschlauch. Alle Sets sind clean gepackt, latex- und DEHP frei. Ein weiterer Vorteil: das geringere Lagervolumen.



BESTELLINFORMATIONEN

KOAXIALE SCHLAUCHSYSTEME

	ART.NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	VE
	198850-001800	Koaxialschlauch mit abgewinkeltem Konnektor und LL-Ansatz	180 cm	10
	198851-001800	Koaxialschlauch mit Wasserfalle und abgewinkeltem Konnektor mit LL-Ansatz	180 cm	10
	198852-001800	Koaxialschlauch mit abgewinkeltem Konnektor, LL-Ansatz, 2 l Atembeutel sowie einem bis zu 1,50m langen, ausziehbaren Zusatzschlauch	180 cm	10
	198853-001800	Koaxialschlauch mit Wasserfalle, abgewinkeltem Konnektor mit LL-Ansatz, 2 l Atembeutel sowie einem bis zu 1,50m langen, ausziehbaren Zusatzschlauch	180 cm	10



EXTREM KNICKFEST
Knickt selbst bei großen
Verwindungen nicht ab.



**KOAXIALSYSTEME MIT
INTEGRIERTER WASSERFALLE**
erhöhen den Anwendungsbereich.

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 06 23 - 00 00 00 · REV A · 07 11 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

Teleflex